

Snabbguide

1. Starta enheten

För att starta enheten, håll in knappen 2 sekunder.



2. Bild guide

1. För att ta en bild, tryck en gång på mitten knappen.
2. För att spara bilden håll ned mitten knappen tills "sparar fil" kommer upp.
3. Tryck en gång till för att ta en ny bild.

Kontrollera så att symbolen visas upp till vänster.



3. Video guide

1. För att ta ett filmklipp, håll ner mitten knappen till den röda lampan längst upp åt vänster på skärmen börjar blinka rött.
2. Tryck en gång till på mitten knappen för att avsluta inspelningen.
3. Tryck på höger knappen för att se den senast inspelningen. Det går också att hitta alla inspelade filmer i meny. Klicka på vänsterknappen för att navigera till meny.

Kontrollera så att symbolen visas upp till vänster.



4. Rengöring

Rengör alltid instrumentet och dess tillbehör efter användning. Desinficera därefter i UV-skåp eller med etanolbaserad ytdesinfektion.

Vid undersökning kan hygienöverdrag användas på kameramodulen - följ lokala rutiner och anvisningar. Hygienöverdrag ersätter inte kravet på rengöring och desinfektion mellan patienter.

Läs alltid bruksanvisningen före användning.

Support

+46 10 264 53 30
information@gedoc.se



5. Radera Bilder/video

PÅ ENHETEN

1. **ENHET**
Tryck på vänsternappen och välj **bild/videouppspelning**
1. Gå vidare till **BILD ELLER VIDEO** och tryck på mittenknappen
1. Välj **RADERA AKTUELLT** eller **RADERA ALLA**

Kontakta vår support om ni har några övriga frågor.



6. Radera Bilder/video

PÅ DATOR

1. **DATOR**
Koppla in ditt Multiinstrument till datorn via USB. (OBS: stäng först av enheten och koppla sedan in kabeln. Starta sedan om enheten).
1. **Öppna utforskaren** till datorn och lokalisera din enhet (den här datorn).
1. För att ta bort allt - ta bort **mapp för PHOTO och VIDEO**.
1. För att radera enskilda bilder - markera den bilden du vill ta bort och tryck på **radera** på tangentbordet.

Kontakta vår support om ni har några övriga frågor.

Support

+46 10 264 53 30
information@gedoc.se

